

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spdya Para Wb E Elisa - Q5Mj70

Número do item: CM0019868



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho SPDYA detecta a proteína Speedy A (Spy1/RINGO A) e é adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato, facilitando estudos de transição G1/S e danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPDYA Coelho pAb
Observações/Apelido	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	245711
ID do Gene	245711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 do SPDYA humano (NP_877433.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q5MJ70
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo