

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Thumpd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv44

Número do item: CM0015821

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a THUMPD3, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de modificação e metilação de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THUMPD3 Rabbit pAb
Observações/Alias	THUMPD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de THUMPD3 humano (NP_056268.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Acesso UniProt	Q9BV44
Peso Proteico	57kDa
Transporte	Saco de gelo