

Coelho Anticorpo Policlonal Anti-Ubc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg48

Número do item: CM0026313



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBC humano (ubiquitina C) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas da via da ubiquitina e estudos de degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBC Coelho pAb
Observações/Apelido	HMG20; UBC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7316
ID do Gene	7316
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do UBC humano (NP_066289.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0CG48
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo