

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf217 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75362

Número do item: CM0026999



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF217 humano para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. ZNF217 é um repressor de transcrição de dedo de zinco que promove a proliferação celular e a fosforilação de AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF217 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZABC1; ZNF217
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7764
ID do Gene	7764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do ZNF217 humano (NP_006517.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75362
Peso da Proteína	115kDa
Transporte	Saco de gelo