

Controle De Isotipo Igg De Coelho

Número do item: CM0009472

introdução

O controle de isotipo IgG de coelho é um anticorpo monoclonal conjugado ao , concebido como um controle de isotipo para aplicações de citometria de fluxo (FC), garantindo uma avaliação precisa do sinal de fundo em imunoensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle de isotipo IgG de coelho
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Saco de gelo