

Controle Isotípico De Igg De Coelho - Controle Isotípico Monoclonal De Igg De Coelho

Número do item: CM0008897

introdução

Este controle isotípico monoclonal de IgG de coelho conjugado com é projetado para aplicações de citometria de fluxo, servindo como um controle negativo confiável para distinguir a ligação específica de anticorpos da ligação inespecífica em análises celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle isotípico de IgG de coelho
Imunógeno	Peptídeo sintético, Um peptídeo sintético derivado do controle isotípico de IgG de coelho.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Transporte	Em saco de gelo