

Controle De Isotipo Igg De Coelho - Controle De Isotipo Igg De Coelho

Número do item: CM0008880

introdução

O controle de isotipo IgG de coelho é um anticorpo monoclonal de origem de coelho, projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ele atua como controle negativo para avaliar a ligação inespecífica e a coloração de fundo em imunoensaaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Controle de isotipo IgG de coelho
Imunógeno	Pepítídeo Sintético Um peptídeo sintetizado derivado do controle de isotipo IgG de coelho
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo