

Controle De Isotipo Igg De Coelho -

Número do item: CM0004379

introdução

O controle de isotipo IgG de coelho é um anticorpo monoclonal para aplicações de citometria de fluxo (CF). Ele funciona como um controle negativo para diferenciar o sinal de fundo não específico da coloração específica por anticorpos. Adequado para uso em pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle de isotipo IgG de coelho
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintetizado derivado do controle de isotipo IgG de coelho
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Envio	Bolsa de gelo