

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra S1 De Espícula Do Sars-Cov-2 Para Wb/If/Elisa - Glicoproteína Spike

Número do item: CM0002204

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a glicoproteína S1 de Espícula do SARS-CoV-2. Validado em aplicações WB, IF/ICC e ELISA, ideal para pesquisa em virologia e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	SARS-CoV-2 Spike S1 mAb
Observações/Apelido	glicoproteína spike
Espécie	SARS-COV-2
ID do Gene (Humano)	SARS-CoV-2
ID do Gene	43740568
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
Envio	Saco de gelo