

## Rabif Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P47224

Número do item: CM0017642



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RABIF (MSS4, RASGRF3) para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Desempenha funções no transporte vesicular por meio da troca de nucleotídeos de guanina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | RABIF anticorpo policlonal de coelho                                                                                      |
| Observações/alias   | MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do gene (humano) | 5877                                                                                                                      |
| ID do gene          | 5877                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-123 do RABIF humano (NP_002862.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                  |
| SWISS               | P47224                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 14 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |