

Rad51D Rabbit Mab Para Wb E Elisa - 075771

Número do item: CM0002111



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RAD51D humano (homólogo D de RAD51), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de reparo de DNA e recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad51D Rabbit mAb
Observações/Apelido	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5892
GeneID	5892
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do Rad51D humano (075771)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075771
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo