


Rad52 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P43351

Número do item: CM0005259



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Rad52 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Específico para Rad52 humano, envolvido na reparação de quebras de fita dupla de DNA e recombinação. Ideal para pesquisa de dano e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad52 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RAD52; homólogo da proteína de reparo de DNA RAD52; Rad52
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5893
GeneID	5893
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 319-418 do Rad52 humano (P43351).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43351
Peso da Proteína	13kDa/15kDa/25kDa/46kDa
Envio	Saco com gelo