

Anticorpo Policlonal De Coelho Rad54L Para Wb E Elisa - Q92698

Número do item: CM0020180

introdução

Anticorpo policlonal de coelho RAD54L validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato e camundongo. Adequado para pesquisa de reparo e recombinação de DNA. Swiss-Prot: Q92698.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD54L Coelho pAb
Observações/Apelido	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8438
GeneID	8438
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 648-747 do RAD54L humano (Q92698)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92698
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo