

Anticorpo Monoclonal De Coelho RalA Para Wb, Elisa - P11233

Número do item: CM0007712



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o RalA humano, validado para Western blot e ELISA. Reconhece a proteína RalA humana e de macaco (24 kDa, UniProt P11233), uma GTPase envolvida na proliferação celular e no tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RalA mAb de Coelho
Observações/Apelido	RAL; HINCONS; RalA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5898
GeneID	5898
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-206 do RalA humano (NP_005393.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco
SWISS	P11233
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Saco de gelo