


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rala Para Wb E Elisa - P11233

Número do item: CM0015166



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RALA humano (proteína Ral-A relacionada a Ras), validado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização de GTPases, tráfego de membrana e divisão celular. 24 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RALA
Observações/Alíás	RAL; HINCONS; RALA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 da RALA humana (NP_005393.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P11233
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Gelo ensacado