


Rangap1 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Número do item: CM0018092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RanGAP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a proteína ativadora de GTPase Ran 1 humana (UniProt P46060), um regulador chave do transporte nuclear mediado por RAN. Ideal para biologia celular e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RanGAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 398-587 do RanGAP1 humano (NP_002874.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P46060
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo