


## Rangap1 Rabbit Pab - P46060

Número do item: CM0030807



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RanGAP1 humano (SWISS: P46060). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudar o transporte nucleocitoplasmático e a ativação de GTPase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RanGAP1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 5905                                                                                                                          |
| GeneID              | 5905                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 398-587 do RanGAP1 humano (NP_002874.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS               | P46060                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 64kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |