


Anticorpo Policlonal De Coelho Rapgef6 Para Wb, Elisa - Q8Teu7

Número do item: CM0019758



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RAPGEF6 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com Camundongo e Rato. Ideal para estudar a sinalização de Rap1A, Rap2A e M-Ras GTPase em tecidos cerebrais e cardíacos. Swiss-Prot: Q8TEU7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAPGEF6 pAb de Coelho
Observações/Alias	RAGEF2; PDZGEF2; KIA001LB; PDZ-GEF2; RA-GEF-2; RAPGEF6
Espécie	Humano
GeneID	51735 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 145-240 de RAPGEF6 humano (NP_001157858)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8TEU7
Peso da Proteína	179 kDa
Transporte	Saco de gelo