

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Raptor Para Wb, Elisa - Q8N122

Número do item: CM0019609



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Raptor humano (RPTOR), validado para WB e ELISA. Reconhece Raptor humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização mTORC1 e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Raptor pAb de coelho
Observações/Apelido	KOG1; Mip1; Raptor
Espécie	Humano
GeneID	57521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 888-1013 do Raptor humano (NP_065812.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8N122
Peso da proteína	149 kDa
Envio	Bolsa de gelo