

Rasgrp3 Pab De Coelho - Q8lv61

Número do item: CM0026375

introdução

Anticorpo policlonal de coelho RASGRP3 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece RASGRP3 humano e de camundongo, uma GEF regulada por cálcio/DAG para Ras e Rap1. Ideal para estudos de sinalização e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASGRP3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GRP3; RASGRP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25780
GeneID	25780
Imunogénio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-689 do RASGRP3 humano (NP_056191.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8lv61
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo