


Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Camundongo Cd122 Para Citometria De Fluxo - P16297

Número do item: CM0011489



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com validado para citometria de fluxo, direcionado ao CD122 (IL-2R β) de camundongo. Ideal para perfilagem de células imunes e estudos de sinalização em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rat anti-Mouse CD122 mAb
Observações/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3560
ID do Gene (Camundongo)	16185
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado de CD122 de camundongo
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16297
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo