

Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Camundongo Cd3 Para Citometria De Fluxo - P04235 / P22646

Número do item: CM0005688

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com direcionado às cadeias delta (P04235) e épsilon (P22646) do CD3 de camundongo. Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção direta de células T em amostras de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa com células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Rato anti-Camundongo CD3
Observações/Apelido	T3d; CD3; T3e; CD3épsilon
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	916/915
GeneID	12500/12501
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado do CD3 de camundongo.
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19kDa/21kDa
Transporte	Em saco de gelo