

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse Cd45R/B220 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0009147

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com direcionado ao CD45R/B220 de camundongo (PTPRC, L-CA, Ly-5). Validado para citometria de fluxo (FC), adequado para imunofenotipagem de subconjuntos de leucócitos de camundongo. Matéria-prima confiável para uso diagnóstico e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Observações/Apelido	B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Saco de gelo