

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Camundongo Cd45R/B220 Para Fc - P06800

Número do item: CM0011705

introdução

Anticorpo monoclonal de rato direcionado ao CD45R/B220 de camundongo, adequado para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno leucocitário comum (L-CA) expresso em células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Rato Anti-Camundongo CD45R/B220
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Molecular da Proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envio	Saco de gelo