

Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mouse Cd45R/B220 Para Citometria De Fluxo - P06800 / P08575

Número do item: CM0006071

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com específico para CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5, T200) de camundongo. Validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células B e pesquisa de sinalização de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Rato anti-Mouse CD45R/B220
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (humano)	5788
ID do Gene	19264/5788
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800/P08575
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Transporte	Bolsa de gelo