

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Camundongo Cd45R/B220 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0005424

introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-camundongo CD45R/B220 validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a proteína tirosina fosfatase C do tipo receptor (PTPRC), um marcador leucocitário crítico em camundongos para pesquisa de ativação de células T e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-Camundongo CD45R/B220
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264/5788
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envio	Em saco de gelo