

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Camundongo F4/80 Conjugado A Para Fc - Q61549

Número do item: CM0007982

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado a de alta especificidade direcionado ao F4/80 (EMR1) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação de macrófagos e perfilamento de células imunes em pesquisa imunológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-Camundongo F4/80 Conjugado a
Observações/Apelido	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2015
ID do Gene	13733
Imunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102 kDa
Envio	Em saco de gelo