

Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mouse F4/80 Para Citometria De Fluxo - Q61549

Número do item: CM0012755

introdução

Anticorpo monoclonal rato anti-mouse F4/80 validado para citometria de fluxo; reage com a glicoproteína de macrófagos de mouse (GPCR de adesão de 102 kDa). Ideal para estudos de imunologia em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Rato anti-Mouse F4/80
Observações/Apelido	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Mouse
GeneID (humano)	2015
GeneID	13733
Imunogênio	Proteína recombinante de F4/80 de mouse.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Em saco de gelo