

Rato Anti-Mouse F4/80 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q61549

Número do item: CM0005160

introdução

Anticorpo monoclonal de rato que visa o F4/80 de camundongo (Adgre1), um GPCR de adesão em macrófagos. Validado para citometria de fluxo (FC). Este conjugado facilita a detecção direta em estudos imunológicos. Reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse F4/80 mAb
Observações/Apelido	Emr1, Ly71, F4/80, Gpf480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	2015
GeneID	13733
Imunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo