

Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Para Fc - P35461 / P0CW02

Número do item: CM0011799

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com contra Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de granulócitos e monócitos em amostras de medula óssea e sangue periférico de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8600
GeneID	546644/17067
Imunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461/P0CW02
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo