

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Ly-6G/Ly-6C De Murganho Para Fc - P35461 / P0CW02

Número do item: CM0011660

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com que visa Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de murganho para aplicações de citometria de fluxo. Deteta populações granulocíticas e monocíticas em amostras de murganho. Reconhece ambos os antígenos Ly-6G e Ly-6C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de rato anti-Ly-6G/Ly-6C de murganho
Observações/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Murganho
ID do Gene (Humano)	8600
ID do Gene	546644/17067
Imunogénio	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de murganho
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murganho
SWISS	P35461/P0CW02
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo