

Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mouse Ly6G Para Fc - P35461

Número do item: CM0012425

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com contra Ly6G de camundongo, uma proteína de membrana celular ancorada por GPI expressa na medula óssea. Projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC), permitindo detecção confiável em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse Ly6G mAb
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	80740
ID do Gene	546644
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado de Ly-6G de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Envio	Saco com gelo