

Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mouse Ly6G Para Fc - P35461

Número do item: CM0010813

introdução

Anticorpo monoclonal rato anti-mouse Ly6G conjugado com para citometria de fluxo (FC). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC) em modelos de camundongo. Ideal para pesquisa imunológica e identificação de granulócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse Ly6G mAb
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	80740
ID do Gene	546644
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado de Ly-6G de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Envio	Saco de gelo