


Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mhc Classe Ii (I-A/I-E) De Camundongo Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0011300



introdução

Anticorpo monoclonal de rato direcionado ao MHC Classe II (I-A/I-E) de camundongo, adequado para citometria de fluxo. Reconhece H-2Eb, Ia4 e alelos relacionados de camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia sobre imunidade adaptativa e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato anti-MHC Classe II (I-A/I-E) de Camundongo
Observações/Alíase	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb
Espécie	Camundongo
GeneID (Camundongo)	14969, 14961, 381091, 14960
Imunógeno	Proteína recombinante de MHC Classe II (I-A/I-E) de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18468, P06342, Q3U060, P14435
Peso da Proteína	~30kDa / ~32kDa / ~26kDa
Envio	Saco de gelo