


## Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Camundongo Mhc Classe Ii (I-A/I-E) Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0005471



### introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado a direcionado ao MHC Classe II (I-A/I-E) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa imunológica envolvendo apresentação de antígeno e respostas de células T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-Camundongo MHC Classe II (I-A/I-E)                                                                                                         |
| Observações/Apelido | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                                                                   |
| GeneID              | 14969/14961/381091/14960                                                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante do MHC Classe II (I-A/I-E) de camundongo                                                                                                               |
| Fonte               | Rato                                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                                       |
| Aplicação           | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                                                                   |
| SWISS               | P18468/P06342/Q3U060/P14435                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 26kDa/30kDa/32kDa                                                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                                                 |