


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Rbfox2 Para Wb, Elisa - O43251

Número do item: CM0021431



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RBFOX2 (homólogo 2 da proteína fox-1 de ligação ao RNA), validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade humana. Ideal para estudos de splicing alternativo, processamento de mRNA e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RBFOX2 pAb de coelho
Observações/Alias	RTA; fxx; FOX2; RBM9; Fox-2; HNRBP2; HRNBP2; dJ106i20.3; RBFOX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23543
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da RBFOX2 humana (NP_001026865.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O43251
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Em bolsa de gelo