

RbmX/Hnrnp G Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38159

Número do item: CM0003243



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RBMX/hnRNP G humano (SWISS P38159), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína de ligação a RNA chave envolvida no splicing alternativo e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBMX/hnRNP G mAb de Coelho
Observações/Apelidos	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27316
GeneID	27316
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 292-391 da RBMX/hnRNP G humana (NP_002130.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38159
Peso da Proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo