


Rbmy1A1 Pab De Coelho - P0DJd3

Número do item: CM0019373



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RBMY1A1 validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de splicing específico do testículo RBMY1A1 de 56 kDa (SWISS: P0DJD3).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBMY1A1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5940
ID do Gene	5940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-300 da RBMY1A1 humana (NP_005049.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DJD3
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo