


Anticorpo Monoclonal De Coelho Rchy1 Para Wb E Elisa - Q96Pm5

Número do item: CM0003120



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RCHY1 para WB e ELISA, direcionado ao RCHY1 humano (Q96PM5), uma ubiquitina E3 ligase envolvida na degradação de p53 e no controle de qualidade ribossômico. Ideal para pesquisa em câncer e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-RCHY1
Observações/Alias	ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1
Espécie	Humano
ID do Gene	25898 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-261 do RCHY1 humano (Q96PM5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96PM5
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo