

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Rec8 (Camundongo) - Rec8

Número do item: CM0016701

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína REC8 de camundongo (67 kDa). Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com rato. O imunógeno recombinante corresponde aos aminoácidos 194-561. Ideal para pesquisas sobre meiose e coesão cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra REC8
Observações/Apelido	mrec; Rec8L1; REC8
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	9985
ID do Gene (Camundongo)	56739
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 194-561 de REC8 de camundongo (NP_064386.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
Peso da Proteína	67 kDa
Envio	Saco de gelo