

Reg3G Coelho Pab - Reg3G De Camundongo

Número do item: CM0019969

introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao REG3G (REG-3-gama) de camundongo, com especificidade para amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para aplicações em Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA em pesquisas de reparo tecidual e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REG3G Coelho pAb
Observações/Apêndice	REG-3-gama; reg III-gama; REG3G
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	130120
ID do Gene	19695
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 27-174 do REG3G de camundongo (NP_035390.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de Gelo