

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rel Para Wb, Elisa - Q04864

Número do item: CM0017617

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao REL humano (c-Rel) para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Envolvido na sinalização NF-kB e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho anti-REL
Observações/Apelido	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5966
GeneID	5966
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do REL humano (NP_002899.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04864
Peso Proteico	69kDa
Envio	Em saco de gelo