

Rela Pab De Coelho - Q04207

Número do item: CM0020650



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RELA/p65 (subunidade p65 do NF-kappa-B). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para o estudo de vias de sinalização relacionadas à inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RELA pAb de coelho
Observações/Aliás	p65; p65 NFkB; p65 NF-kappa B; RELA
Espécie	Camundongo
GeneID	19697
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 de RELA de camundongo. (NP_033071.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q04207
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo