


Anticorpo Policlonal De Coelho Rfc2 Para Wb E Elisa - P35250

Número do item: CM0026696



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RFC2 humano (Subunidade 2 do fator de replicação C). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com RFC2 humano e de rato. Ideal para estudos de replicação de DNA e carregamento de PCNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RFC2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	RFC40; RFC2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5982
GeneID	5982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-297 do RFC2 humano (NP_852136.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P35250
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de Gelo