

Rhof Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Hbh0

Número do item: CM0027150

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RHOF (Rif) humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para o estudo da formação de filopódios e dinâmica do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHOF pAb de Coelho
Observações/Apelidos	RIF; ARHF; RHOF
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54509
ID do Gene	54509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-120 da RHOF humana (NP_061907.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HBH0
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo