


Rhou Rabbit Pab - Q7L0Q8

Número do item: CM0018900



introdução

RHOA Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado contra RHOA humano, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre migração celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RHOA Rabbit pAb
Observações/Alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHOA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58480
GeneID	58480
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 40-100 de RHOA humano (NP_067028.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q7L0Q8
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo