

Rig-I/Ddx58 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - 095786

Número do item: CM0005358



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Rig-I/DDX58 validado para Western blot e ELISA. Detecta RIG-I humano e de camundongo, um receptor imune inato para RNA viral, com imunogênio de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23586
GeneID	23586
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95786
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Saco com gelo