

Anticorpo Policlonal Ring1A (Coelho) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Número do item: CM0022393

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RING1A (RNF1, RING1) para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em humano, rato e camundongo. Tem como alvo a E3 ubiquitina-proteína ligase RING1 envolvida na monoubiquitinação da histona H2A e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RING1A Coelho pAb
Observações/Alias	RNF1; RING1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6015
ID do Gene	6015
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-406 da RING1A A humana (NP_002922.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06587
Peso Proteico	42kDa
Remessa	Saco de Gelo