

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ring1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Número do item: CM0002294

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RING1A humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a ligase E3 envolvida na ubiquitinação da H2A e repressão transcricional. Ideal para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho RING1A
Observações/Apelido	RNF1; RING1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6015
GeneID	6015
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q06587
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo