

Anticorpo Policlonal De Coelho Rnf10 Para Wb, Elisa - Q8N5U6

Número do item: CM0017769

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF10 humano, produzido contra uma proteína de fusão recombinante (aa 552-811). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar o controle de qualidade do ribossomo e vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RIE2; RNF10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9921
GeneID	9921
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5U6
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco de gelo